

# CLEANEST™



## Pulsierendes Einweg-Spülsystem

Produkt und Verpackung latexfrei



### Vorteile und Anwendungsgebiete

#### Gelenkprothese (Knie / Hüfte)

zementierte und zementfreie Implantation und Revision  
erhöht die Effizienz der Operation durch Reinigung des Operationsfeldes  
gleichzeitiges Spülen und Absaugen vermeidet Schäden am umliegenden Gewebe

#### Wund- und Weichteildébridement

schnelle und effektive Entfernung von nekrotischem Gewebe, Bakterien und Fremdkörpern  
vermeidet sekundären Gewebeschaden

### Komplettsset mit Spül-/Saugaufsatz für die Knie- und Hüftchirurgie

Spüldruck	Flussrate (Kurzdüse)	Artikelnummer	Verpackungseinheit
> 10 psi / 689,46 mbar	> 1000 mL/min	W-202	10 Stück
Lautstärke	Gewicht		
< 70 dB (A)	0,13 kg		

**MEDLINE Medizintechnik GmbH**

1160 Wien, Haberlgasse 41

TEL.: 0043 1 985 81 72, Fax.: 0043 1 982 95 32

mobil: 0043 664 302 67 65, e-mail: medline-brauner@aon.at